

LIAN NM BRASSARD CLINIC LARGE ADULTE (L) SPENGLER

Réf. 520660



LIAN NM BRASSARD CLINIC LARGE ADULTE (L) SPENGLER



Réf. 520660

Tensiomètre ambidextre, d'une construction robuste conçu pour une utilisation intensive

Encore plus efficace et performant en version Clinic®.

Dans cette version, Lian® Nano conjugue l'ergonomie grâce à sa légèreté et sa prise en main facile et l'efficacité avec son brassard Clinic®, décontaminable par immersion.

Idéal pour les isolements septiques ou pour lutter contre les contaminations croisées.

GRANDE PRÉCISION DES MESURES

- Simple tubulure avec connectique pas de vis pour adapter son brassard
- Mécanisme « horlogerie » haute précision

RÉSISTANT AUX CHOCS

- Boîtier en métal indéformable, anticorrosion
- Protège manomètre en mousse antichoc

CONFORT

- Ambidextre grâce au robinet de décompression central
- Poire grand volume pour un gonflage rapide
- Fermeture Velcro SPENGLER

BRASSARD

- Brassard large adulte taille L (32-42 cm), Clinic®, jaune
- Polymex

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe Im (fonction de mesurage)

Marquage : CE0459

Code barres : 3700446024826

Garantie (mois) : 60

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,662

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 85

Humidité maxi : 85



31/03/2022 02:30 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 520660

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.