

## ADAPTATEUR SECTEUR POUR TENSONIC ET AUTOTENSIO BRAS SPENGLER

Réf. 527184



# ADAPTATEUR SECTEUR POUR TENSIONIC ET AUTOTENSIO BRAS SPENGLER



Réf. **527184**

Adaptateur secteur pour tensiomètres électroniques TENSIONIC et AUTOTENSIO bras de SPENGLER

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0197		Code barres : 3700446022839
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,081
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:20 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 527184

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.