

## BRASSARD SPENGLER ADULTE (M) (22-36CM) POUR TENSIOMETRES ELECTRONIQUES, GRIS

Réf. 527463



# BRASSARD SPENGLER ADULTE (M) (22-36CM) POUR TENSIOMETRES ELECTRONIQUES, GRIS



Réf. **527463**

Brassard gris adulte (M) (22-36cm) pour tensiomètre électronique TENSONIC de SPENGLER

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0197		Code barres : 3700446023195
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 90262040
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,118
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 527463

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.