

CAPTEUR SPO2 SPENGLER ADULTE POUR SPOT-CHECK 2VS



Réf. 546010



CAPTEUR SPO2 SPENGLER ADULTE POUR SPOT-CHECK 2VS



Réf. **546010**

Capteur SPO2 adulte pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446029609
Garantie (mois) :		Code douanier :	90181990
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,053
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:51 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 546010