

STATION DE DIAGNOSTIC SPOT-CHECK 2VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE À ROULETTES

Réf. 546002



STATION DE DIAGNOSTIC SPOT-CHECK 2VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE À ROULETTES



Réf. 546002

Petite et légère. Facile à transporter grâce à son socle à roulettes.

- Grand écran de 10,9 cm pour une bonne lisibilité
- Équipée d'une batterie de grande autonomie
- Grande mémoire permettant d'enregistrer 100 patients
- Trois modes de mesure : nourrissons, enfants et adultes

Livrée avec
 Module 2VS PNI
 Brassard Large Adulte 27-42cm
 Tubulure PNI
 Chargeur secteur et câble d'alimentation
 Trousse de transport
 Socle à roulettes

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3700446035839
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	9018199560
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	60
Humidité mini :	10	Humidité maxi :	95



31/03/2022 02:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 546002

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

STATION DE DIAGNOSTIC SPOT-CHECK 2VS SPENGLER PNI AVEC SOCLE À ROULETTES



Réf. 546002

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
546000	Station de diagnostic Spengler spot-check 2VS PNI	1
546024	Socle à roulettes pour spot-check 2VS Spengler	1