

BRASSARD PÉDIATRIQUE 10-19CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Réf. 546017



BRASSARD PÉDIATRIQUE 10-19CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Réf. **546017**

Brassards pediatrique (10-19cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3700446029647	
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,037
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:51 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 546017

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.