

## BRASSARD ADULTE 21-35CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Réf. 546019



# BRASSARD ADULTE 21-35CM POUR SPOT-CHECK 2VS SPENGLER



Réf. **546019**

Brassards adulte (21-35cm) pour station spot-check 2VS de SPENGLER .

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446029661
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018901000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,076
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:51 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 546019

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.