

BRASSARD L POUR ES 60 SPENGLER

Réf. 550610



BRASSARD L POUR ES 60 SPENGLER



Réf. **550610**

Brassards nylon gris pour tensiomètre ES 60 de SPENGLER .
Taille L pour une circonférence de bras de 32 à 42cm .
Avec raccord rapide CPC.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0044		Code barres : 3700446008949
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,175
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:32 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 550610