

## BRASSARD S POUR ES 60 SPENGLER

Réf. 550612



# BRASSARD S POUR ES 60 SPENGLER



Réf. **550612**

Brassards nylon gris pour tensiomètre ES 60 de SPENGLER.  
Taille S pour une circonférence de bras de 17 à 22cm.  
Avec raccord rapide CPC.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0044		Code barres : 3700446008925
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,090
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 550612

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.