

CABLE MINI USB / USB POUR STATION SUNTECH CT40

Réf. DSU551460

 SunTech Medical®



CABLE MINI USB / USB POUR STATION SUNTECH CT40

Réf. DSU551460

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE0413

Code barres : 844660049319

Garantie (mois) : 3

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,040

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:03 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSU551460