

OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYGO GRIS

Réf. 221350/



OXYMÈTRE DE POULS SPENGLER OXYGO GRIS



Réf. 221350/

Pour les adultes et les enfants

Convient aux professionnels de santé désireux d'avoir un oxymètre simple d'utilisation et rapide à mettre en œuvre, pour une utilisation en cabinet ou en déplacement.

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Technologie adaptée aux enfants
- Capteur haute sensibilité

FACILE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Prise de mesure en 10 secondes
- Résistant aux chocs
- Très grande autonomie
- Indicateur de désaturation
- Très facile à nettoyer car développé sans aucune aspérité

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

- Livré avec une dragonne, une housse et 1 pile AAA LR03

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0197

Code barres : 3700446021719

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90181910

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,149

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



03/05/2022 21:06 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 221350/

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.