

VERRE SPENGLER (DIA.167MM) MAXI+2

Réf. 310270



VERRE SPENGLER (DIA.167MM) MAXI+2



Réf. **310270**

Verre de remplacement pour grand cadran MAXI +2 de SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	CE	Code barres :	3700446025076
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	18,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,086
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 310270