

BRASSARD CLINIC 1T/ENFANT (S) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)

Réf. 337855



BRASSARD CLINIC 1T/ENFANT (S) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)



Réf. **337855**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Nihon Kohden, SpaceLab
Taille S
Connecteur 1/4 tour mâle DSP316152

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3700446030889

Garantie (mois) : 6

Code douanier : 9018901000

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



26/04/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 337855

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.