

## BRASSARD CLINIC 1T/LARGE ADULTE (L) (RACCORD BAYONET + CLAMP)

Réf. 337881



# BRASSARD CLINIC 1T/LARGE ADULTE (L) (RACCORD BAYONET + CLAMP)



Réf. **337881**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Spengler 2VS, 4VS, Suntech, Philips  
Taille L  
Livrée avec connecteur rectus bayonet DSP316163

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446030964
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 337881

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.