

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES AU BRAS TENSIONIC ADULTE (M)

Réf. 527500P



PRÉSENTOIR DE 6 TENSIONNÈTRES ÉLECTRONIQUES AU BRAS TENSIONIC ADULTE (M)



Réf. 527500P

La précision SPENGLER en version électronique

Présentoir de 6 Tensionic bras Adulte (M/L) Myrtille

--

TRÈS HAUTE PRÉCISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Détecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entièrement automatique
- Grand écran rétro-éclairé avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 mémoires horodatées

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Livré avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

L'opération DEPIST HTA initiée par la fondation de recherche sur l'hypertension artérielle recommande l'utilisation du tensiomètre électronique TENSIONIC.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0459

Code barres : 3661040213774

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 90189010

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 55

Humidité mini : 15

Humidité maxi : 90



31/03/2022 02:37 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 527500P

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PRÉSENTOIR DE 6 TENSIOMÈTRES ÉLECTRONIQUES AU BRAS TENSONIC ADULTE (M)



Réf. 527500P

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
527500	Tensonic bras Adulte (ML)-22/42cm) Myrtille Spengler	6