

# PIED AJUSTABLE POUR PÈSE-BÉBÉ KERN MBC

Réf. EKACCE37

# PIED AJUSTABLE POUR PÈSE-BÉBÉ KERN MBC

Réf. **EKACCE37**

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040212388
Garantie (mois) :		Code douanier :	90160090
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	3,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	3,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,4
Poids unitaire (kg) :	0,050	Poids conditionnement (kg) :	0,050
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:40 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKACCE37