

## TROUSSE PETIT MODELE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC

Réf. 535020



# TROUSSE PETIT MODELE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC



Réf. **535020**

Trousse en nylon noir 18x13x6 cm à fermeture éclair® SPENGLER  
Vendue vide

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3700446032395	
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,085
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:50 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 535020

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.