

## BANDOULIÈRE POUR HOLTER TENSIONNEL SUNTECH BRAVO MINI ET OSCAR 2

 SunTech Medical®

Réf. DSU552527

CE  
0413



# BANDOULIÈRE POUR HOLTER TENSIONNEL SUNTECH BRAVO MINI ET OSCAR 2

Réf. DSU552527

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0413	Code barres :	3700446033569
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	13,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	4,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,039
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU552527

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.