

ECARTEUR ROND POUR SYSTÈME FLOVAC NEW ASKIR 20, 30, 230 / 12VBR

Réf. BCASPI105

CA-MI

GARANTIE
1
AN
TVA
GARANTIE

CE



ECARTEUR ROND POUR SYSTÈME FLOVAC NEW ASKIR 20, 30, 230 / 12VBR

CA-MI

Réf. **BCASPI105**

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 0000000000628

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90330090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,050

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



30/03/2022 23:26 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCASPI105