

TROUSSE GRAND MODÈLE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC

Réf. 535019



TROUSSE GRAND MODÈLE NYLON NOIR AVEC LOGO SPENGLER BLANC



Réf. **535019**

Trousse en nylon noir 25x20x5 cm à fermeture éclair® SPENGLER
Vendue vide

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446002008
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,111
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 535019

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.