

## CEINTURE POUR HOLTER TENSIONNEL BRAVO SUNTECH

 SunTech Medical®

Réf. DSU552528

CE  
0413



# CEINTURE POUR HOLTER TENSIONNEL BRAVO SUNTECH

Réf. **DSU552528**

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : CE0413

Code barres : 3700446033576

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 3,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 13,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 4,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,058

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 02:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DSU552528