

POCHE SPENGLER C/C ENFANT/LIAN CLASSIC

Réf. 314220



POCHE SPENGLER C/C ENFANT/LIAN CLASSIC



Réf. **314220**

Poche pour brassard Enfant/Petit adulte (8 x 23 cm) pour tensiomètre LIAN CLASSIC de SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3700446026028	
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90262040
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,090
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:22 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 314220