

BRASSARD/POCHE SPENGLER 1 T/SANS RACCORD/NYLON OXFORD NOIR/ENFANT (S)



Réf. 333020



BRASSARD/POCHE SPENGLER 1 T/SANS RACCORD/NYLON OXFORD NOIR/ENFANT (S)



Réf. **333020**

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446008741
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,100
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:23 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 333020