

CUILLÈRE DE RECHANGE MYRTILLE POUR MOBI SPENGLER



Réf. 513721



CUILLÈRE DE RECHANGE MYRTILLE POUR MOBI SPENGLER



Réf. **513721**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446031473
Garantie (mois) :		12	
Stérile :		Non	
Code douanier :			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	2,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	7,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	2,5
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,006
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:53 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 513721