

MANOPOIRE SPENGLER LIAN NANO/BOITIER NOIR/BAGUE ARGENT

Réf. 310065



MANOPOIRE SPENGLER LIAN NANO/BOITIER NOIR/BAGUE ARGENT



Réf. **310065**

Manomètre pour tensiomètre manopaire Lian Nano de SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :	CE0459		Code barres : 3700446023805
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,423
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	70
Humidité mini :	20	Humidité maxi :	85



31/03/2022 02:21 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 310065