

6 POIRES SPENGLER CLASSIC NOIRES + ROBINET MÉTAL CLASSIC



Réf. 311014



6 POIRES SPENGLER CLASSIC NOIRES + ROBINET MÉTAL CLASSIC



Réf. **311014**

Kit de 6 poires noires pour tensiomètres Vaquez-Laubry Classic, Vaquez-Laubry Nano, Vaquez-Laubry Nano et Maxi+2/3

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446026950
Garantie (mois) :	60		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,500
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



23/06/2022 21:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 311014

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.