

6 ROBINETS METAL SPENGLER CLASSIC



Réf. 311314



6 ROBINETS METAL SPENGLER CLASSIC



Réf. 311314

kit de 6 robinet pour tensiomètres SPENGLER manobrassard VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC, VAQUEZ-LAUBRY NANO et VAQUEZ-LAUBRY CLINIC et grand cadran MAXI +2 /3

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Non		
Marquage :	Code barres :	3700446028787	
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90330000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,250
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



23/06/2022 21:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 311314

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.