

## POCHE SPENGLER VAQUEZ ADULTE (12X22)



Réf. 314010



# POCHE SPENGLER VAQUEZ ADULTE (12X22)



**Réf. 314010**

Poche pour brassard adulte (12x22cm) de tensiomètre SPENGLER manobrassard VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC de SPENGLER.

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446000226
Garantie (mois) :		Code douanier :	90262040
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,080
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:21 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 314010