

## BRASSARD/POCHE SPENGLER 1 T/SANS RACCORD/COTON MOTIFS/NOURRISSON (XXS

Réf. 333049



# BRASSARD/POCHE SPENGLER 1 T/SANS RACCORD/COTON MOTIFS/NOURRISSON (XXS



Réf. 333049

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm pour Lian® NM, Lian® Métal, Lian® Nano, Lian® Scénic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

| CARACTERISTIQUES                     |           |                                 |  |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|
| Dispositif médical :                 | Oui       | Classe I                        | Classe de précision de mesure : Classe I |
| Marquage :                           |           |                                 | Code barres : 3700446000189              |
| Garantie (mois) :                    | 6         |                                 | Code douanier : 9018901000               |
| Stérile :                            | Non       |                                 |  |
| MESURES                              | Unité nue | Unité emballée                  |  |
| Largeur unitaire (cm) :              |           | Largeur conditionnement (cm) :  |  |
| Longueur unitaire (cm) :             |           | Longueur conditionnement (cm) : |  |
| Hauteur unitaire (cm) :              |           | Hauteur conditionnement (cm) :  |  |
| Poids unitaire (kg) :                |           | Poids conditionnement (kg) :    | 0,055                                    |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : |           |                                 |  |
| Température mini :                   | (N/A)     | Température maxi :              | (N/A)                                    |
| Humidité mini :                      | (N/A)     | Humidité maxi :                 | (N/A)                                    |



25/04/2022 21:07 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 333049

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.