

## BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)

Réf. 337852



# BRASSARD CLINIC 1T/ADULTE (M) (RACCORD 1/4 TOUR M + CLAMP)



Réf. **337852**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Nihon Kohden, Spacelab  
Taille M  
Connecteur 1/4 tour mâle DSP316152

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I Classe de précision de mesure : Classe I

Marquage : Code barres : 3700446000424

Garantie (mois) : 6 Code douanier : 9018901000

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : Largeur conditionnement (cm) : 15,0

Longueur unitaire (cm) : Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) : Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) : Poids conditionnement (kg) : 0,128

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A) Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A) Humidité maxi : (N/A)



26/04/2022 12:33 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 337852

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.