

BRASSARD CLINIC 1T/ENFANT S (RACCORD À VIS + CLAMP)

Réf. 337874



BRASSARD CLINIC 1T/ENFANT S (RACCORD À VIS + CLAMP)



Réf. **337874**

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Welch Allyn et Suntech 247®
 Taille S
 Connecteur à vis DSP316172

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	Classe de précision de mesure : Classe I
Marquage :			Code barres : 3700446030926
Garantie (mois) :	6		Code douanier : 9018901000
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	9,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	14,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,070
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 337874