

BRASSARD GRIS (XL)(32-48CM) POUR AUTOTENSIO ET TENSONIC SPENGLER

Réf. 527465



BRASSARD GRIS (XL)(32-48CM) POUR AUTOTENSIO ET TENSONIC SPENGLER



Réf. **527465**

Brassard gris extra large adulte (xl) (32-48cm) pour tensiomètre électronique TENSONIC et AUTOTENSIO de SPENGLER

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE0197	Code barres :	3700446041915
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	90262040
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	13,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	16,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,130
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



26/04/2022 12:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 527465