

## LOT DE 6 POIRES CLASSIC SPENGLER



Réf. 311110



## LOT DE 6 POIRES CLASSIC SPENGLER



Réf. **311110**

Kit de 6 poires pour tensiomètres SPENGLER Vaquez-Laubry Classic, Vaquez-Laubry Nano, Vaquez-Laubry Clinic, Lian Classic, Lian NM et Maxi+2/3

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446028756
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018901000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	17,7
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	12,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,156
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



23/06/2022 21:04 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 311110