

LOT DE 6 POIRES STANDARDS NOIRES



Réf. 311130



LOT DE 6 POIRES STANDARDS NOIRES



Réf. 311130

kit de 6 poires pour tensiomètres SPENGLER Vaquez-Laubry Skipper, Vaquez-Laubry Hopital, Lian Scenic et Lian Scenic S

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446007492
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018901000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	18,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	12,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,156
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



23/06/2022 21:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 311130

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.