

TUBEPVC NOIR 100MM SPENGLER

Réf. 520621135



TUBE PVC NOIR 100MM SPENGLER

Réf. **520621135**

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3661040213729
Garantie (mois) :		Code douanier :	9018901000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	1,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	13,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	1,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,018
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 02:46 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 520621135

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.