

PACK BATTERIES POUR ES 60 / PRO M / PRO H SPENGLER



Réf. 550616



PACK BATTERIES POUR ES 60 / PRO M / PRO H SPENGLER



Réf. **550616**

Batteries pour tensiomètre électronique ES 60 de SPENGLER ainsi que le modèle PRO M et PRO H de SPENGLER
 Technologie : Nickel-métal hydrure
 Tension : 4,8V
 Capacité minimum : 2500mAh

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	3700446008901
Garantie (mois) :		Code douanier :	85075000
Stérile :		Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	5,7	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	5,1	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	2,8	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	0,119	Poids conditionnement (kg) :	0,120
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 01:52 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. 550616