


PINCE DE PRÉHENSION POUR VIDÉO/OTOSCOPE SANS FIL FIREFLY - DESTINÉE À L'USAGE VÉTÉINAIRE

Réf. DFPINC01



PINCE DE PRÉHENSION POUR VIDÉO/OTOSCOPE SANS FIL FIREFLY - DESTINÉE À L'USAGE VÉTÉRINAIRE



Réf. **DFPINC01**

- Pince crocodile
- Flexible
- 13 cm de long
- Acier inoxydable
- Idéal pour une utilisation avec un spéculum en métal (réf. DFSPEC01)
- Destinée à l'usage vétérinaire

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3661040218021

Garantie (mois) : 12

Code douanier :

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 14,0

Longueur unitaire (cm) : 13,0

Longueur conditionnement (cm) : 24,5

Hauteur unitaire (cm) : 13,0

Hauteur conditionnement (cm) : 2,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,100

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:10 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DFPINC01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.