


## LOGICIEL POUR CARDIOMATE 3,6,12 ET PC-ECG SPENGLER (CLÉ PHYSIQUE)



Réf. 260038



# LOGICIEL POUR CARDIOMATE 3,6,12 ET PC-ECG SPENGLER (CLÉ PHYSIQUE)



Réf. 260038

- Automatiquement livré avec les PC ECG USB et Bluetooth
- Compatible avec les ECG CARDIOMATE 3, 6 et 12 pistes (connexion par câble USB uniquement)

## SIMPLE D'UTILISATION ET PRATIQUE

- Visualiser sur l'écran et en temps réel l'ECG sur 12 dérivations
- Lancer et arrêter l'examen depuis votre ordinateur
- Interprétation automatique et calculs d'intervalles
- Personnaliser la durée de l'examen
- Alarme de signalement de dérivations instables ou débranchées
- Personnalisation du rapport avec base de données des pathologies
- Règles ECG numériques intégrées au logiciel

## SAUVEGARDE, IMPRESSION ET EXPORT

- Exportable dans de nombreux formats : PDF, JPEG, BMP, FDA-XML
- Sauvegarde des données enregistrées au nom du patient
- Base de données patients pour comparer les ECG actuels et antérieurs
- Imprimer vos rapports sur votre imprimante de bureau

Le logiciel est téléchargeable depuis le site SPENGLER.fr Une fois téléchargé, le logiciel ne fonctionne que si vous disposez du dongle qui doit être fixé sur un port USB.

### CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3700446042073

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 9018110000

Stérile : Non

### MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

### CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



08/07/2022 12:43 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. 260038

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.