

OTOSCOPE DIGITAL SANS FIL FIREFLY DE550

Réf. DFIDE550



OTOSCOPE DIGITAL SANS FIL FIREFLY DE550



Réf. DFIDE550

Otoscope connecté pour une utilisation en télémedecine

- Vidéo Otoscope Portatif Numérique Haute Précision SANS FIL ; effectue des observations très précises et claires de l'oreille.
- Résolution de 720x480 pixels réels sans traitement avec des techniques d'interpolation.
 - Procure des images et des vidéos instantanément : DE500 utilise un moteur de traitement d'image de pointe éliminant pratiquement le décalage visuel, ce qui permet une expérience intuitive d'utilisation.
 - Grossissement jusqu'à 50x optiquement et 150x numériquement pour une analyse précise.
 - Équipé de lentilles de verre multicouches, plutôt que plastique, offrant ainsi une superbe profondeur de champ et une netteté d'image incomparable.
 - LED ultra-lumineuses de haute qualité avec luminosité réglable sont installées.
 - S'intègre facilement aux dossiers médicaux numériques (DME)
 - Sensor Résolution : 720 x 480
 - Image - Vidéo : Format: YUY2 / Fréquence d'images : 30 FPS / Format : JPEG / BMP / AVI
 - Propriétés de l'image/ Vidéo : Couleur: Saturation, Teinte / Exposition : Luminosité, Contraste / Image: Netteté de l'image, Gamma
 - Luminosité entièrement réglable : 4 LED ultralumineuses / Luminosité entièrement réglable
 - Accessoires : Spéculums 3/4/5 mm inclus
 - Systèmes d'exploitation Windows 10, 8, 7, et Mac (Intel) OS-X 10.4 +

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage : CE

Code barres : 3760233190110

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189042

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 20,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 15,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 5,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,302

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



31/03/2022 03:31 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DFIDE550

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.