

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

COMEN

Réf. BCMONI01



Piles



Secteur

CE
1639

DISPOSITIF MEDICAL CLASSÉ II
MEDICAL DEVICE



STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

COMEN

Réf. BCMONI01

La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient.

Le moniteur NC3 permet de mesurer 2 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI) et la saturation en oxygène (SpO2). Particulièrement rapide et facile à utiliser (démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI: 20 à 30 secondes) Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient, dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD

- Ecran LCD rétro-éclairé de 6"
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique, néonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes/patients de données sauvegardées
- Poids : 1,25kg
- Options : Pied à roulettes , support mural

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE1639	Code barres :	3661040219103
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	9018199560
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	21,0	Largeur conditionnement (cm) :	25,5
Longueur unitaire (cm) :	13,0	Longueur conditionnement (cm) :	31,5
Hauteur unitaire (cm) :	13,0	Hauteur conditionnement (cm) :	26,5
Poids unitaire (kg) :	1,250	Poids conditionnement (kg) :	2,950
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	60
Humidité mini :		Humidité maxi :	93



07/11/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCMONI01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.