

## MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP

COMEN

Réf. BCMONI04





Piles



Secteur

CE  
1639

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE CLASSÉ II



# MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP

COMEN

Réf. BCMONI04

**Le moniteur multi-paramètres très intuitif et d'une grande lisibilité avec son écran tactile 8", doté d'un thermomètre tympanique**

Le moniteur NC5 est le moniteur multi-paramètres parfaitement adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques, grâce à son double mode de contrôle ponctuel et de surveillance au chevet du patient et à sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural.

- Mesure PNI, SpO2 et TEMP (thermomètre tympanique infra-rouge sans fil)
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles (distinction entre problème patient et problème technique, fonction: appel infirmier(e))
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous types de patient (Adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte)
- Affichage des scores d'alerte précoce: NEWS, MEWS, EWS et calcul de paramètres cliniques
- Batterie Lithium 2200mAh rechargeable intégrée d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie Lithium 4400mAh non intégrée
- Communication : WIFI, HL7, appel infirmier(e), avec le Système Informatique de l'Hôpital et le Système de Surveillance Centralisé
- Options : Pied à roulettes, support mural, douche code barre
- Poids: 2,3kg

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE1639	Code barres :	3661040219080
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	9018199560
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	16,5	Largeur conditionnement (cm) :	29,5
Longueur unitaire (cm) :	16,5	Longueur conditionnement (cm) :	36,5
Hauteur unitaire (cm) :	25,0	Hauteur conditionnement (cm) :	26,0
Poids unitaire (kg) :	2,300	Poids conditionnement (kg) :	3,800
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	55
Humidité mini :		Humidité maxi :	85



17/05/2022 12:56 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCMONI04

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.