

SONDE RCF2 POUR C11 COMEN

COMON

Réf. BCTOCO14











SONDE RCF2 POUR C11 COMEN

COMON

Réf. BCTOCO14

Sonde du cardiotocographe C11 pour surveiller le rythme crdiaque du bébé.

Sondes très sensibles (9 cristaux) Sondes étanches (IP67), idéales pour l'accouchement.

CARACTERISTIQU	JES	
Dispositif médical :	Oui Classe IIa	
Marquage :	CE0482	Code barres : 3661040219257
Garantie (mois) :	6	Code douanier : 9018193010
Stérile :	Non	
MESURES	Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm):
Hauteur unitaire (cm):		Hauteur conditionnement (cm):
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg):
CONDITIONS DE	STOCKAGE SPÉCIFIQUES :	
Température mini :	(N/A)	Température maxi : (N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi : (N/A)

31/03/2022 03:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCTOCO14