

SONDE TOCO POUR C11 COMEN

Réf. BCTOCO15



SONDE TOCO POUR C11 COMEN

Réf. **BCTOCO15**

Sonde TOCO du cardiotocographe pour surveiller les contractions de la future maman

étanches IP67

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0482	Code barres :	3661040219264
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018193010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:35 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCTOCO15

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.