

## CAPTEUR SPO2 SILICONE PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

Réf. DBSPEDI01



# CAPTEUR SPO2 SILICONE PÉDIATRIQUE POUR COMEN NC3/NC5/C30

Réf. DBSPEDI01

Conçu pour assurer une mesure précise et rapide de la saturation en oxygène.

## Caractéristiques techniques

% d'oxygène

90-100% Précision +/-2%

70-90% Précision +/-3%

<70% non spécifié.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIb	
Marquage :	CE0537	Code barres :	3661040219448
Garantie (mois) :	12	Code douanier :	90181990
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	13,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	13,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	3,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	50
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:36 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. DBSPEDI01

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.