

SONDE RCF1 POUR C11 COMEN

Réf. BCTOCO13



CE
0482



SONDE RCF1 POUR C11 COMEN

Réf. **BCTOCO13**

Sonde du cardiocographe C11 pour surveiller le rythme cardiaque du bébé

Sondes très sensibles (9 cristaux)
Sondes étanches (IP67), idéales pour l'accouchement

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0482	Code barres :	3661040219240
Garantie (mois) :	6	Code douanier :	9018193010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:34 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. BCTOCO13

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.