

## MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN

COMEN

Réf. BCMONI03



Piles




Secteur

CE  
1639

DISPOSITIF MEDICAL  
MEDICAL DEVICE

CLASSE II



# MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN

COMEN

Réf. BCMONI03

**Le moniteur multi-paramètres très intuitif et d'une grande lisibilité grâce à son écran tactile 8"**

Le NC5 est le moniteur multi-paramètres parfaitement adapté à tous les services des établissements hospitaliers et des cliniques, grâce à son double mode de contrôle ponctuel et de surveillance au chevet du patient et à sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural.

- Mesure: PNI et SpO2
- Double mode: contrôle ponctuel et surveillance, facilement permutable.
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles ( distinction entre problème patient et problème technique, fonction: appel infirmier(e))
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous les patients (adulte, pédiatrique et néonatal) (livré avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte)
- Affichage des scores d'alerte précoce (NEWS, MEWS, EWS) et calcul de paramètres
- Batterie Lithium 2200mAh rechargeable intégrée d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie Lithium 4400mAh non intégrée.
- Communication : WIFI, HL7, appel infirmier(e), avec le Système Informatique de l'Hôpital et le Système de Surveillance Centralisé
- Options: Pied à roulettes, support mural, douche code barre.
- Poids: 2,3kg

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE1639

Code barres : 3661040219073

Garantie (mois) : 36

Code douanier : 9018199560

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 16,5

Largeur conditionnement (cm) : 29,5

Longueur unitaire (cm) : 16,5

Longueur conditionnement (cm) : 36,5

Hauteur unitaire (cm) : 25,0

Hauteur conditionnement (cm) : 26,0

Poids unitaire (kg) : 2,300

Poids conditionnement (kg) : 3,800

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 60

Humidité mini :

Humidité maxi : 93



07/11/2022 12:34 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. BCMONI03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.