

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Réf. CT40251



CE

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I

COUVRE-THERMOMÈTRE TEMPASEPT, LUBRIFIÉ, BOÎTE DE 1000 P

Réf. **CT40251**

- Etui jetable, double protection, pour l'hygiène lors de la prise de température.
 - L'étui intérieur évite le contact du thermomètre avec la muqueuse.
 - La partie en couleur facilite l'ouverture de l'étui intérieur pour placer le thermomètre.
 - Le film mince et résistant garantit des résultats de mesures exacts.
 - Le lubrifiant sur l'étui intérieur facilite l'introduction rectale du thermomètre.
 - A usage unique, l'étui extérieur protège de la contamination le personnel soignant et les plans de travail.
 - Durée de conservation de l'étui : 3 ans.
- Existe en version non lubrifié.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3661040069081

Garantie (mois) : 0

Code douanier : 9025900090

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 15,5

Largeur conditionnement (cm) : 15,5

Longueur unitaire (cm) : 21,0

Longueur conditionnement (cm) : 21,0

Hauteur unitaire (cm) : 8,0

Hauteur conditionnement (cm) : 8,0

Poids unitaire (kg) : 0,841

Poids conditionnement (kg) : 0,841

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 14:52 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. CT40251