

CAPTEUR SPO2, DIGITAL SOUPLE L NONIN, 3 M

Réf. DNACCE21

 NONIN

GARANTIE
3
MOIS
MONTHS
GUARANTEE



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
I

CAPTEUR SPO2, DIGITAL SOUPLE L NONIN, 3 M



Réf. **DNACCE21**

- Souples, plusieurs tailles adaptées à toutes les morphologies
- Compatible pour Palmsat 2500/2500A / Série 8500 / Modèle 7500 / WristOx2 3150 / Avant 2120 / LifeSense
- Différentes longueurs de câbles
- Capteurs réutilisables

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040124315

Garantie (mois) : 3

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 300,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:00 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DNACCE21

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.