

## TOISE MÉCANIQUE À VISSER SUR PÈSE-BÉBÉ KERN MBC

**KERN**

Réf. EK MBC03



# TOISE MÉCANIQUE À VISSER SUR PÈSE-BÉBÉ KERN MBC



Réf. **EKMBC03**

Dimensions colis toise : 890 x 180 x 140 mm, poids 1.4 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 4045761095861

Garantie (mois) : 0

Code douanier :

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 18,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 89,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 14,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 1,500

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



30/03/2022 15:03 - Cet article est consultable sur notre site web : [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr) avec la Réf. EKMBC03

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.