

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE

Réf. EKMB06-CIII

KERN



CE
0297



PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMB06-CIII

Pèse-bébé EKMCB01 avec toise et homologué en classe III médicale

- Avec toise mécanique, portée 80 cm, pas de 1 mm
- Appréciée dans la pédiatrie grâce à sa grande surface de pesée ergonomique et amovible, idéale pour les nourrissons
- Fonction spéciale pour les services de néonatalogie : fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
- Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
- Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
- Fonction Hold : pour les bébés agités couchés, la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle »
- Ecran LCD avec rétroéclairage, hauteur de chiffres 25 mm
- Graduation 0,002 kg jusqu'à 6 kg et 0,005 jusqu'à 15 kg
- Fonctionnement sur piles (6 x 1,5 AA non fournies), ou sur secteur (bloc d'alimentation fourni) ou en option avec le pack batteries rechargeables
- Homologué en classe III
- Homologation médicale selon 93/42/EEC

Caractéristiques techniques :

- Dimensions surface de pesée :
LxPxH 600x280x55 mm
- Dimensions totales :
LxPxH 600x400x110 mm
- Dimensions totales avec toise :
LxPxH 890x470x175 mm
- Poids net env. 5,5 kg

Pour tout appareil de mesure nécessitant une homologation de classe III médicale, les accessoires sont à commander en même temps que celui-ci afin que l'homologation puisse être valide.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical :	Oui	Classe Im (fonction de mesurage)	Classe de précision de mesure :	Classe III
Marquage :	CE0297		Code barres :	3661040063195
Garantie (mois) :	24		Code douanier :	
Stérile :	Non			

MESURES

	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	89,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	5,500	Poids conditionnement (kg) :	8,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



30/03/2022 15:04 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. EKMB06-CIII

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

PÈSE-BÉBÉ ÉLECTRONIQUE KERN MBC - 6-15 KG AVEC TOISE - CLASSE III MÉDICALE



Réf. EKMBC06-CIII

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
EKMBC01	Pèse-bébé MBC portée 15 kg Kern	1
EKMBC03	Toise mécanique à visser Kern pour MBC	1
EKCERTI05	Certificat d'homologation 965-128_ (Classe III Médicale)	1